

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tanita.nt-rt.ru> || tta@nt-rt.ru

Весы-анализаторы состава тела Tanita BC-545N



Описание Tanita BC-545N

Весы-анализаторы состава тела Tanita BC-545N изготавливаются с применением передовой технологии в виде биоэлектрического сопротивления (BIA). Конструкция модели включает пульт управления и платформу, в которые встроены специальные электроды. Ключевое их назначение – посылать телу электрический сигнал, безвредный и неощутимый. Таким образом, прибор создаёт картину общего состава тела, с количеством и расположением различных видов ткани.

Модель выполнена довольно солидно, что по достоинству оценили российские покупатели, поскольку BC-545N входит в пятёрку лидеров по продажам на территории РФ среди анализаторов и весов. Устройство относится к полупрофессиональной категории весов-анализаторов, но при этом оно оснащено самым полным набором функций. Поэтому стоимость модели довольно доступная, а спектр определяемых показателей достаточный, чтобы прибор наилучшим образом подходил для некрупных спортивных клубов и фитнес-центров.

5 исключительных характеристик модели Tanita BC-545N:

- Изготовлены японской компанией-изобретателем анализаторов состава тела.
- Способны рассчитать девять показателей состава тела: массу костей и мышц, количество воды, жира и висцерального жира в процентах, ИМТ и метаболический возраст, желательное количество калорий и, конечно же, общий вес.
- Могут предоставлять результаты анализа отдельно по ногам, рукам и туловищу, на что способен ещё один анализатор от Tanita BC-601.
- Обладают специальными программами, предназначенными для спортсменов и детей.
- Являются хорошими помощниками в анализе полученных данных, поскольку способны выводить на экран средненедельные и среднемесячные результаты измерений. При необходимости можно отдельно приобрести специальную программу для составления базы большого количества пользователей с целью отслеживания в виде графиков их показателей.

Как проходит процесс измерения

1. На платформу следует стать босыми ногами, после чего консоль с дисплеем берется в руки.
2. Удерживая консоль двумя руками, нужно следить, чтобы не происходило прикосновений с телом.
3. На экране панели управления появятся результаты измерения уже через 15 секунд!

Предусмотрительные меры эксплуатации прибора

- Не следует использовать анализатор в том случае, если имеется имплантированное медицинское приспособление или кардиостимулятор.
- В измерителе имеется режим «Только вес», который отлично подходит для будущих мам. Другие возможности прибора не предназначены для беременных женщин.
- На технику не должна попадать вода или другая жидкость. Под действием капель может нарушиться нормальное функционирование анализатора.

Характеристики Tanita BC-545N

Расчет костной массы (минеральной)	есть
Измерение веса	2-150 кг
ЖК дисплей	64x97 мм
Дискретность шкалы	вес - 100 г/жир, вода - 0,1%
Индекс массы тела	есть
Измерение содержания воды	Общее, %
Измерение содержания жира	Общее, посегментное, %
Возрастной диапазон	5-17 (для детей) 18—99 лет (для взрослых)
Расчет уровня висцерального жира	есть
Измерение мышечной массы	есть, посегментный, кг
Измерение основного обмена (BMR)	есть, ккал
Определение метаболического возраста	12—99 лет
Расчет рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI)	нет
Функция Атлет	есть
Функция Гость	есть
Функция Только вес	есть
Автоотключение	есть
Оценка физического рейтинга	нет
Питание	AA — 4 шт
Память	на 5 человек, вызов предыдущих данных. последнего показателя, средненедельных показателей, среднемесячных показателей.
Количество в транспортной упаковке	4 шт
Габариты	380x315x56 мм
Вес прибора	2,5 кг
Производство	Япония
Гарантия	3 года
Сопроводительные документы	СС
Особенности модели	автораспознавание, посегментный анализ состава тела

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69