

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tanita.nt-rt.ru> || tta@nt-rt.ru

Профессиональные весы Tanita SC-330



Описание Tanita SC-330

Профессиональные весы Tanita SC-330 производятся совместно с передовой технологией в виде биоэлектрического сопротивления (BIA). Модель оснащена консолью управления и платформой, в которую встроены специальные электроды. С их помощью происходит посылание телу сигналов, безвредных и неощутимых для человека. После исследования представляется отчёт с максимально полным и достоверным анализом общего состояния тела.

Описание профессиональных весов Tanita SC-330

Модель отличается в первую очередь своей доступностью по цене, при этом относится она к профессиональной линейке измерительного оборудования. Поэтому Танита SC-330 является идеальным бюджетным вариантом для таких организаций, как школы, медицинские учреждения различного направления деятельности, небольшие спортивные клубы и фитнес-центры.

Для домашнего использования анализатор также хорошо подходит, поскольку помогает регулярно следить за состоянием организма и своевременно принимать меры по его восстановлению. В частности, при увеличении количества жира и уменьшении мышечной массы требуются дополнительные тренировки или диетическое питание. Кроме этого прибор послужит отличным мотиватором в достижении желаемой формы.

Использование весов-анализаторов проходит максимально удобным образом, поскольку консоль управления оснащена понятным на интуитивном уровне интерфейсом. Поэтому заблудиться в настройках системы не получится. Ещё одной особенностью панели управления является наличие подсветки кнопок, в дополнение прибор оборудован термопринтером, который в кратчайшие сроки выдаёт положенные данные. На весь процесс исследования и печать результатов уходит не больше 20 секунд, поэтому проводить анализ состава тела можно с огромным удовольствием. Ещё стоит отметить возможность передачи данных на компьютер, что позволяет выполнять долгосрочный анализ проводимых измерений.

С помощью Tanita SC-330 осуществляется подробная оценка человеческого тела, поэтому в итоге можно получить данные о содержимом воды и жира, ИМТ, норме жира у взрослых и детей, уровне висцерального жира, процентном содержании мышечной ткани, весе костей, основных метаболических параметрах и биологическом возрасте пользователя.

6 исключительных характеристик модели Tanita SC-330:

- Максимальный измеряемый вес – 270 кг.
- Состав тела определяется за 10 секунд.
- Облегчают работу с устройством подсказки, появляющиеся при вводе данных.
- Вес предоставляется в британских и метрических единицах измерения.
- Результаты взвешивания автоматически соотносятся с нормальными показателями.
- С калибровкой в первичном виде можно выполнять до 300 000 измерений, при этом после каждого расчёта осуществляется автоматическая докалибровка.

Предусмотрительные меры работы с устройством:

- Не следует использовать профессиональные весы в том случае, если у исследуемого имеется имплантированное медицинское приспособление или кардиостимулятор.
- В приборе есть режим «Только вес», который отлично подходит для будущих мам. Другие возможности устройства не предназначены для беременных женщин.
- На технику не должна попадать вода или другая жидкость. Под действием капель может нарушиться нормальное функционирование весового оборудования.

Характеристики Tanita SC-330

Расчет костной массы (минеральной)	есть
Измерение веса	2-270 кг
ЖК дисплей	85x75 мм
Дискретность шкалы	вес - 100 г/жир, вода - 0,1%
Измерение содержания воды	вес - 100 г/жир, вода - 0,1%
Измерение содержания жира	Общее, измерение в %
Возрастной диапазон	5-17 (для детей) 18—99 лет (для взрослых)
Расчет уровня висцерального жира	есть
Измерение мышечной массы	есть, общее, кг
Измерение основного обмена (BMR)	есть, ккал
Определение метаболического возраста	есть, 12-99 лет
Печать результатов	интегрированный термопринтер (от 0-3) или печать через ПК
Функция Тара	есть
Функция Атлет	есть
Функция Только вес	есть
Функция целевой % жира	есть
Питание	АС 220 V
Память	на ПК
Количество в транспортной упаковке	1 шт
Габариты	372x375x101 мм
Вес прибора	6.6 кг

Производство	Япония
Гарантия	3 года
Сопроводительные документы	СС
Особенности модели	интегрированный термопринтер, метод измерения основанный на принципе ВИА, 4 электрода.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tanita.nt-rt.ru> || tta@nt-rt.ru